

Slender V Shaper 窈窕美姿帶

Slender Shaper Fitness Belt

AS SEEN ON TV

使用之前請詳閱本產品說明書

感謝您惠顧洛克馬窈窕美姿帶(產品編號BJ-9577)，本產品採用『雙甩輪螺旋震盪按摩』設計系統，對身體各部位產生搖、擺、甩的效果，達到運動、按摩、雕塑身材效果。

此產品世界各地均獲得消費者瘋狂喜愛，您！的確慧眼獨具～選購洛克馬企業的優質產品！希望本產品帶給您闔家快樂與健康！

產品規格



- ◎輸入電壓：
100-240V 50/60HZ
- ◎輸出電壓：
24V / 2A
- ◎腰帶長度：
130cm

控制操作說明和特點

- ON(開)OFF(關)：
觸控式功能，啟動和關閉電源
- AUTO(微電腦自動模式)：
IC內建自種程式，自動調整和變換震盪速度及螺旋按摩方向
- HIGH(強)/LOW(弱)：
共有五段式強弱調整，按HIGH每按一下速度則增快一段，按LOW每按一下速度則減慢
- FORWARD(正轉)REVERSE(反轉)調整：
讓您自由選擇主機螺旋震盪的方向，螺旋運轉的方向為順/逆時鐘轉動

▲定時裝置：

內建定時程式，啟動運轉10分鐘即自動停止，您可重新再啟動

▲溫控開關安全保護裝置：

主機馬達運作過熱時會自動斷電，此時電源指示燈也會閃爍指示，主機馬達溫度下降後，功能自動恢復，您可重新啟動使用

▲清晰的LED燈：

讓您更容易判斷使用狀況



產品功能

▲將洛克馬窈窕美姿帶繫在您想按摩、拍打、震盪的部位：



手臂Arm:
雕塑手臂線條，消除令人
煩躁的袖



腰部Loins:
幫助雕塑腰腹部贅肉，擁
有纖細腰部和平坦的腹部



肩膀Shoulder:
放鬆肩膀肌肉僵硬或並可
舒緩肩頸頭痛



大腿Thighs:
改善大腿多餘贅肉，擁有
修長與緊實的大腿



臀部Hip:
緊實臀部，幫助雕塑臀部
曲線，使臀部往上提，擁
有俏態的臀部



小腿Calves:
雕塑小腿的曲線，舒緩小
腿酸痛



注意事項

1. 下列情況請勿使用或請在醫生的指示下使用：
孕婦、心臟病、高血壓、患有身體重大疾病及有
外傷者使用後有胸悶、氣短或其他不適者
2. 飯後30分鐘以內，請儘量不要將本產品使用在腰
、腹部
3. 連續使用本產品20分鐘，請休息10分鐘後再使用
；因為不管是運動或按摩只要過量，都會造成身
體的負擔
4. 不再使用時，請將電源插頭拉下，(請用手指捏住
插頭拉下，不要拉電線扯下插頭)，並收藏在保持
乾燥之處

Slender Shaper



Interwood
Direct Since 1974

創意 · 方便 · 優質

www.interwood.com
1-800-463-1771 xtn 2225